


Ihc-P、Elisa用抗Pelp1ポリクローナル抗体 - Q8Izl8

商品番号: CM0015828



前書き

PELP1ウサギポリクローナル抗体。ELISAおよびIHC-Pでの検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。エストロゲン受容体シグナル伝達、癌生物学、rRNA成熟の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PELP1 Rabbit pAb
別名	MNAR; P160; PELP1
対象種	ヒト
遺伝子ID	27043
免疫原	ヒトPELP1（Q8IZL8）のアミノ酸884～1130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZL8
タンパク質分子量	120kDa
輸送方法	氷袋