


WbおよびElisa用抗Pelp1ウサギモノクローナル抗体 - Q8Izl8

商品番号: CM0009047



前書き

ヒトPELP1（MNAR）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応しません。PELP1はエストロゲン受容体シグナル伝達およびがん生物学に關与する転写共役活性化因子です。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PELP1ウサギmAb
備考／別名	MNAR; P160; PELP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27043
GeneID	27043
免疫原	合成ペプチド：ヒトPELP1（Q8IZL8）のアミノ酸1000～1100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZL8
タンパク質分子量	120kDa
発送	保冷バッグ