

抗Pelp1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - C9Jfv4

商品番号: CM0027100

前書き

ヒトPELP1 (MNAR)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核内受容体シグナル伝達や転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PELP1 ウサギpAb
備考/別名	MNAR; P160; PELP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27043
遺伝子ID	27043
免疫原	ヒトPELP1の1021-1180アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_055204.3)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	C9JFV4
タンパク質重量	125kDa
配送	アイスバッグ