

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Pen2/Psenen ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nz42

商品番号: CM0009418



前書き

ヒトPEN2/PSENEN (UniProt Q9NZ42) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。ガンマセクレターゼ複合体およびアルツハイマー病研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | PEN2/PSENEN ウサギ mAb                                        |
| 備考/別名      | PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN         |
| 種          | ヒト                                                         |
| 遺伝子ID (ヒト) | 55851                                                      |
| 遺伝子ID      | 55851                                                      |
| 免疫原        | ヒトPEN2/PSENEN (NP_758844.1) のアミノ酸1-101に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                  |
| 適用         | WB、IF/ICC、IF-P、ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS      | Q9NZ42                                                     |
| タンパク質分子量   | 12kDa                                                      |
| 発送         | 保冷バッグ                                                      |