

Wb、Elisa向け抗Pen2/Psenenウサギポリクローナル抗体 - Q9Nz42

商品番号: CM0014154



前書き

Y-

セクレターゼサブユニットPEN2/PSENENに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アルツハイマー病およびNotchシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEN2/PSENEN ウサギpAb
備考/別名	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55851
遺伝子ID	55851
免疫原	合成ペプチド：ヒトPEN2/PSENEN (NP_758844.1) のアミノ酸1〜101領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZ42
タンパク質分子量	12 kDa
輸送方法	氷袋