

## Wb、If-P、Ihc-P、Elisa向け抗Penkポリクローナル抗体 - P01210

商品番号: CM0029017



### 前書き

ヒトProenkephalin-

A (PENK) に対するウサギポリクローナル抗体で、  
WB、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、  
ラットと交差反応します。オピオイドシグナル伝達お  
よび疼痛研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PENK Rabbit pAb                                                   |
| 別名          | PE; PENK-A; PENK                                                  |
| 対象種         | ヒト                                                                |
| GeneID (ヒト) | 5179                                                              |
| GeneID      | 5179                                                              |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトPENK (NP_001129162.1) のアミノ酸25～267番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                               |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                         |
| 適用用途        | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS       | P01210                                                            |
| タンパク質分子量    | 31kDa                                                             |
| 配送方法        | 保冷剤                                                               |