


抗Penkウサギポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Elisa用) - P01210

商品番号: CM0022631



前書き

ヒトプロエンケファリンA (PENK)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロット、免疫蛍光染色、ELISAに使用可能です。ラ
ットとの交差反応性があります。疼痛知覚、オピオイ
ドシグナル伝達、神経ペプチド機能の研究用に検証済
みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PENK ウサギpAb
備考/別名	PE; PENK-A; プロエンケファリンA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5179
遺伝子ID	5179
免疫原	ヒトPENKのアミノ酸150-267の配列に対応する合成ペプチド (NP_001129162.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P01210
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスバッグ