

WbおよびElisa用 Anti-Pepck/Pck2 ポリクローナル抗体 - Q16822

商品番号: CM0025666

前書き

ミトコンドリアPEPCK (PCK2) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAで検証済み。糖新生およびフェロトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEPCK/PCK2 ウサギ pAb
備考/別名	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; PEPCK/PCK2
種	ヒト
GeneID	5106
免疫原	ヒトPEPCK/PCK2 (NP_004554.2) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16822
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ