

抗Pepck/Pck2

ウサギモノクローナル抗体（KOバリデーション済）Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q16822

商品番号: CM0004921

前書き

組換え抗PEPCK/PCK2

ウサギモノクローナル抗体、KOバリデーション済。
ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットのミトコンドリアPCK2を検出します。糖新生とフェロプトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済] PEPCK/PCK2 ウサギmAb
別名	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5106
GeneID	5106
免疫原	ヒト PEPCK/PCK2 (Q16822) のアミノ酸550～640番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16822
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	保冷剤