


抗Pepdウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P12955

商品番号: CM0028311



前書き

ヒトPEPD（プロリダーゼ）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISA用途で検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。コラーゲン代謝の研究および関連研究に最適です。推定分子量：54kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEPD ウサギpAb
別名	PROLIDASE; PEPD
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5184
遺伝子ID	5184
免疫原	組換えタンパク質。ヒトPEPD（NP_000276.2）のアミノ酸288～424番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12955
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	保冷剤