


## Elisa、Ihc-P、If-P用 抗ペプシノゲンI（Pg I）ウサギモノクローナル抗体 - P0Djd7

商品番号: CM0007668



### 前書き

ヒトペプシノゲンI（PG I/PGA4）に対するウサギモノクローナル抗体で、ELISA、IHC-P、IF-Pでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。消化酵素研究や胃がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                         |
|------------|---------------------------|
| 製品名        | ペプシノゲンI (PG I) ウサギmAb     |
| 備考／別名      | ペプシノゲン-4; ペプシノゲンI (PG I)  |
| 対象種        | ヒト                        |
| GeneID（ヒト） | 643847                    |
| GeneID     | 643847                    |
| 免疫原        | ヒトペプシノゲンI (PG I) 組換えタンパク質 |
| 起源         | ウサギ                       |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                 |
| 適用用途       | IF-P, IHC-P, ELISA        |
| 交差反応性      | ヒト, マウス, ラット              |
| SWISS      | P0DJJD7                   |
| タンパク質分子量   | 42kDa                     |
| 発送方法       | 氷袋                        |