

抗ペプシノーゲン II (Pg II) ウサギモノクローナル抗体 (Ihc-P, Elisa用) - P20142

商品番号: CM0006595



前書き

ヒトペプシノーゲン II (PG II)
に対するウサギモノクローナル抗体。IHC-
PおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり
。組換え免疫原を使用。消化酵素研究および胃がんバ
イオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペプシノーゲン II (PG II) ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PEPC; PGII; ペプシノーゲン II (PG II)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5225
GeneID	5225
免疫原	ヒトペプシノーゲン II (PG II) のアミノ酸1-388に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002621.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20142
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスバッグ