

Ihc-P・Elisa用 抗ペプシノゲンIi (Pg Ii) ウサギモノクローナル抗体 - P20142

商品番号: CM0003084



前書き

ヒトペプシノゲンII (PG II)

に対するウサギモノクローナル抗体です。IHC-PおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。消化管研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペプシノゲンII (PG II) ウサギmAb
備考/別名	PEPC; PGII; ペプシノゲンII (PG II)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5225
GeneID	5225
免疫原	ヒトペプシノゲンII (PG II) (NP_002621.1) のアミノ酸1-388に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20142
タンパク質分子量	42kDa
発送	氷袋