

抗ペプシノゲンII (Pg II) ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P20142

商品番号: CM0026719



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗ペプシノゲンII (PG II) ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのガストリシンと反応します。消化およびプロテアーゼ研究におけるペプシノゲンCの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペプシノゲンII (PG II) ウサギ pAb
別名/略称	PEPC; PGII; Pepsinogen II (PG II)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5225
GeneID	5225
免疫原	ヒトペプシノゲンII (PG II) (NP_001159896.1) のアミノ酸73～172番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20142
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋