

Wb、If/Icc、Elisa用抗Per1ウサギモノクローナル抗体 - O15534

商品番号: CM0005556

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗PER1ウサギモノクローナル抗体です。核心的な概時計タンパク質であるヒトPER1（O15534）を標的としており、概日リズムおよび遺伝子発現の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KD検証済み] PER1 ウサギmAb
備考／別名	PER; hPER; RIGUI
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5187
GeneID	5187
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPER1（NP_002607.2）のアミノ酸207～275番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15534
タンパク質分子量	136 kDa/92 kDa
発送	氷袋梱包