

抗Per1ウサギポリクローナル抗体 - O15534

商品番号: CM0027056

前書き

ヒトPER1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。概日時計研究および転写制御研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PER1ウサギpAb
備考/別名	PER; hPER; RIGUI; PER1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5187
遺伝子ID	5187
免疫原	ヒトPER1のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002607.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15534
タンパク質重量	136 kDa/92 kDa
配送	アイスバッグ