

Wb、Elisa用抗Per3ウサギモノクローナル抗体 - P56645

商品番号: CM0007548

前書き

ヒトPER3概日時計タンパク質を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。睡眠および概日リズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PER3ウサギmAb
備考／別名	GIG13; FASPS3; PER3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8863
遺伝子ID	8863
免疫原	ヒトPER3 (P56645) のアミノ酸10～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56645
タンパク質分子量	132 kDa
輸送	保冷バッグ