

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗パーフォリンウサギモノクローナル抗体 - P14222

商品番号: CM0011017

前書き

ヒトパーフォリン（PRF1、P14222）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに対応。マウスと交差反応します。免疫学およびがん研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	仕様
製品名	パーフォリン ウサギmAb
備考／別名	P1、PFP、HPLH2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5551
GeneID	5551
免疫原	組換えタンパク質（ヒトパーフォリンのアミノ酸21～555に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_005032.2））
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14222
タンパク質分子量	61 kDa
配送	保冷バッグ