

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗パーフォリン ラビットポリクローナル抗体 - P14222

商品番号: CM0018649

前書き

ヒト Perforin (PRF1, P14222) を標的とするラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。グランザイム介在性細胞傷害作用および免疫防御の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Perforin Rabbit pAb
備考/別名	P1; PFP; HPLH2; Perforin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5551
遺伝子ID	5551
免疫原	ヒト Perforin (NP_005032.2) のアミノ酸280-555に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14222
タンパク質分子量	61 kDa
配送	アイスパック