

Anti-Perilipin-2 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q99541

商品番号: CM0030218

前書き

Perilipin-2 (ADRP/ADFP)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応
します。脂質滴の構成成分。脂質代謝研究への利用に
最適です。UniProt Q99541。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Perilipin-2 ウサギ pAb
備考/別名	ADFP; ADRP; Perilipin-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	123
免疫原	組換えタンパク質 ヒト Perilipin-2 (NP_001113.2) のアミノ酸168-437領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99541
タンパク質分子量	48 kDa
配送	氷袋