

抗ペリリピン2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P43883

商品番号: CM0021535

前書き

マウスPerilipin-2（ADRP/アジポフィリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応。ラットと交差反応性があり、脂質滴生物学や代謝疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	perilipin-2 Rabbit pAb
備考・別名	ADPH, Adfp, Adrp, perilipin-2
生物種	マウス
GeneID (ヒト)	123
GeneID	11520
免疫原	マウスperilipin-2（NP_031434.3）のアミノ酸325～425番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P43883
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	氷袋梱包