

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用Anti-Perilipin Aモノクローナル抗体 - O60240

商品番号: CM0009968

前書き

マウスおよびラットとの交差性を持ち、WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証されたPerilipin Aウサギモノクローナル抗体。脂肪細胞の脂質代謝研究に最適で、O60240を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Perilipin A Rabbit mAb
備考/別名	PERI; PLIN; FPLD4; Perilipin A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5346
GeneID	5346
免疫原	ヒトPerilipin A (O60240) のアミノ酸400-500領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O60240
タンパク質分子量	56 kDa
配送	アイスバッグ