

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Perkモノクローナル抗体 - Q9Nzj5

商品番号: CM0012542



前書き

PERKウサギmAbは、主要なUPRセンサーであるヒトPERK (EIF2AK3)を標的とします。アミノ酸867-1116に対して作製されたウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適用可能で、マウスおよびラットと交差反応性があります。小胞体ストレス研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PERKウサギmAb
備考/別名	PEK; WRS; PERK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9451
GeneID	9451
免疫原	ヒトPERK (NP_004827.4)のアミノ酸867-1116に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZJ5
タンパク質分子量	125kDa
輸送	保冷バッグ