

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Perkウサギモノクローナル抗体 - Q9Nzj5

商品番号: CM0008831



前書き

PERKウサギモノクローナル抗体 (Q9NZJ5)

は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトPERKを検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。折り畳み異常タンパク質応答およびストレスシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PERKウサギmAb
備考/別名	PEK; WRS; PERK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9451
GeneID	9451
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZJ5
タンパク質分子量	125kDa
発送	保冷バッグ