


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q06830

商品番号: CM0016387



前書き

CamelBioのPeroxiredoxin 1/PAG

ウサギpAb（Q06830）は、ヒトおよびマウスのサンプルでWBおよびELISAについて検証されたポリクローナル抗体です。本抗体は、酸化ストレスシグナル伝達の重要な調節因子である22kDaの抗酸化タンパク質 Peroxiredoxin-1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 1/PAG ウサギpAb
備考/別名	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5052
GeneID	5052
免疫原	ヒト Peroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1) のアミノ酸1-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q06830
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスパック