


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Rabbit Mab For Wb, Elisa - Q06830

商品番号: CM0008689



前書き

Peroxiredoxin 1/PAG (PRDX1、NKEF-A) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのPRDX1を検出し、ウェスタンブロットおよびELISAに適用可能です。酸化ストレスや抗酸化研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit mAb
備考/別名	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5052
遺伝子ID	5052
免疫原	合成ペプチド ヒトPeroxiredoxin 1/PAG (Q06830) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06830
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋