


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - Q06830

商品番号: CM0020474



前書き

IF/ICCおよびELISAアプリケーション用のPeroxiredoxin

1/PAGを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。22kDaのタンパク質を検出。酸化ストレスおよびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 1/PAG ウサギ pAb
備考/別名	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5052
GeneID	5052
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPeroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1)のアミノ酸99-199に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06830
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ