

Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) ポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Elisa用) - P32119

商品番号: CM0022034



前書き

Peroxiredoxin 2 (PRDX2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。免疫原は組換えタンパク質。酸化ストレスおよび抗酸化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Rabbit pAb
備考 / 別名	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; 2)
種	ヒト
遺伝子ID	7001
免疫原	ヒト Peroxiredoxin 2 (PRDX2) (NP_859428.1) のアミノ酸 1-142 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32119
タンパク質分子量	22kDa
発送	氷袋