

## 抗ペロキシレドキシン2 (Prdx2) ウサギポリクローナル抗体、Wb、If/Icc、Eli sa対応 - P32119

商品番号: CM0024030



### 前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗PRDX2ウサギポリクローナル抗体。酸化ストレス応答に関与する細胞質抗酸化酵素である約22 kDaのペロキシレドキシン-2を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | ペロキシレドキシン2 (PRDX2) ウサギpAb                                                                  |
| 備考/別名    | PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxin 2 (PRDX2) |
| 種        | ヒト                                                                                         |
| 遺伝子ID    | 7001 (ヒト)                                                                                  |
| 免疫原      | ヒト・ペロキシレドキシン2 (PRDX2) (NP_859428.1) のアミノ酸1-142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                        |
| 由来       | ウサギ                                                                                        |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                                                  |
| 用途       | WB, IF/ICC, ELISA                                                                          |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                                                 |
| SWISS    | P32119                                                                                     |
| タンパク質分子量 | 22kDa                                                                                      |
| 発送方法     | 保冷剤                                                                                        |