


Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) ポリクローナル抗体（Wb、If、Elisa用） - P30048

商品番号: CM0014729



前書き

ヒトPRDX3（Peroxiredoxin 3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF /ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性PRDX3を検出します。酸化ストレスおよびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) Rabbit pAb
備考/別名	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10935
GeneID	10935
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPeroxiredoxin 3 (Peroxiredoxin 3 (PRDX3)) (NP_006784.1) のアミノ酸63-256に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30048
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ