


抗ペロキシレドキシン3 (Prdx3) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - P30048

商品番号: CM0005461



前書き

ヒトペロキシレドキシン3 (PRDX3) に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのPRDX3と反応します。ミトコンドリアに存在する抗酸化タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペロキシレドキシン3 (PRDX3) ウサギmAb
備考・別名	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10935
GeneID	10935
免疫原	ヒトペロキシレドキシン3 (PRDX3) (P30048) のアミノ酸157～256番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30048
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤