


Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P30048

商品番号: CM0020412



前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗PRDX3抗体を提供します。この抗体は、酸化ストレスおよび神経変性疾患研究において重要なミトコンドリア抗酸化酵素である、ヒトおよびラットPRDX3を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) ウサギ pAb
備考/別名	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III
種特異性	ヒト
遺伝子ID	10935
免疫原	ヒトPeroxiredoxin 3 (PRDX3) (NP_006784.1) のアミノ酸63-256に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P30048
タンパク質分子量	28 kDa
輸送	保冷バッグ