


Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q13162

商品番号: CM0011375



前書き

ヒト Peroxiredoxin 4 (PRDX4) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPRDX4（約31 kDa）を検出します。酸化ストレスや細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Rabbit mAb
備考/別名	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
種	ヒト
遺伝子ID	10549
免疫原	合成ペプチド：ヒト Peroxiredoxin 4 (PRDX4) (Q13162) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13162
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋