


Wb、Ihc-

P、If/Icc、Elisa用抗ペルオキシレドキシン4（Prdx4）ポリクローナル抗体 - Q13162

商品番号: CM0022599



前書き

ヒトペルオキシレドキシン4（PRDX4）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPRDX4を検出します。酸化ストレスおよびレドックスシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペルオキシレドキシン4（PRDX4）ウサギpAb
備考／別名	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; ペルオキシレドキシン4（PRDX4）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10549
GeneID	10549
免疫原	ヒトペルオキシレドキシン4（PRDX4）（NP_006397.1）のアミノ酸10～110内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13162
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷バッグ