


抗ペルオキシレドキシン5 (Prdx5) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P30044

商品番号: CM0009859



前書き

ヒトPRDX5に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中で約22kDaのバンドを検出します。細胞を酸化ストレスから保護するミトコンドリアの抗酸化酵素ペルオキシレドキシン5を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペルオキシレドキシン5 (PRDX5) ウサギmAb
備考/別名	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; ペルオキシレドキシン5 (PRDX5)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25824
GeneID	25824
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30044
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷剤