


抗ペルオキシレドキシン5 (Prdx5) ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P30044

商品番号: CM0006905



前書き

ヒトペルオキシレドキシン5 (PRDX5) に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。酸化ストレス研究に適しています。ミトコンドリア、細胞質、ペルオキシソームのアイソフォームを標的とする高い特異性を有しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ペルオキシレドキシン5 (PRDX5) ウサギmAb
備考/別名	PLP; ACRI1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; ペルオキシレドキシン 5 (PRDX5)
種	ヒト
GeneID	25824
免疫原	組換えタンパク質 ヒトペルオキシレドキシン5 (PRDX5)(NP_036226.2)のアミノ酸53〜214番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30044
タンパク質分子量	22kDa
配送方法	氷袋