


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P30044

商品番号: CM0029988



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの、Peroxiredoxin 5 (PRDX5)

対抗高品質ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける酸化ストレスおよび抗酸化防御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Rabbit pAb
備考/別名	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25824
GeneID	25824
免疫原	組換えタンパク質：ヒト Peroxiredoxin 5 (PRDX5) (NP_036226.2) のアミノ酸53-214に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30044
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋