


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P30044

商品番号: CM0014246



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに使用可能な高品質Anti-Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのPRDX5を検出します。酸化ストレス、抗酸化防御、およびペルオキシソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Rabbit pAb
備考/別名	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25824
GeneID	25824
免疫原	ヒトPeroxiredoxin 5 (PRDX5) (NP_036226.2) のアミノ酸53-214に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30044
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋