

Anti-Peroxiredoxin 6 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P30041

商品番号: CM0005085

前書き

ヒト Peroxiredoxin 6 (PRDX6)を標的とするウサギモノクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。酸化ストレスおよび脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 6 Rabbit mAb
備考/別名	PRX; p29; AOP2; I-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9588
遺伝子ID	9588
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30041
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ