

ウエスタンブロッティング用 Anti-Peroxiredoxin 6 ポリクローナル抗体 - P30041

商品番号: CM0019622



前書き

ヒト Peroxiredoxin 6 (PRDX6)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA

に使用可能。ヒト、マウス、ラットを認識。25 kDa タンパク質。ペルオキシダーゼおよびホスホリパーゼ 活性を有する抗酸化酵素。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Peroxiredoxin 6 ウサギ pAb
備考/別名	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9588
遺伝子ID	9588
免疫原	ヒト Peroxiredoxin 6 (NP_004896.1) のアミノ酸 1-224 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30041
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ