

抗ペルオキシレドキシン6 ウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み） Wb、Ihc-P、Elisa用 - P30041

商品番号: CM0005195



前書き

このヒトペルオキシレドキシン6（KD検証済み）に対するウサギモノクローナル抗体は、約25 kDaのタンパク質を検出し、ヒトおよびラットとの交差反応性があり、WB、IHC-P、ELISAに適しています。酸化ストレスおよび脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] ペルオキシレドキシン6 ウサギ mAb
備考／別名	PRX; p29; AOP2; I-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
種	ヒト
GeneID	9588
免疫原	ヒトペルオキシレドキシン6（NP_004896.1）のアミノ酸1-224に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P30041
タンパク質分子量	25 kDa
発送	保冷バッグ