

抗Perpウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc, If用) - Q96Fx8

商品番号: CM0005944

前書き

PERPウサギモノクローナル抗体 (Q96FX8) は、ヒト、マウス、ラットのWB、IHC、IF、ELISAで検証済みです。PMP-22関連p53アポトーシスエフェクターを標的とし、デスモソーム結合および上皮の完全性に関与します。アポトーシスや細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PERPウサギmAb
備考/別名	THW, KCP1, EKVP7, OLMS2, PIGPCL, KRTCAP1, dJ496H19.1, PERP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64065
GeneID	64065
免疫原	ヒトPERP (Q96FX8) のアミノ酸94-193の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FX8
タンパク質重量	21kDa
配送	アイスバッグ