

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Pex10 ウサギポリクローナル抗体 - O60683

商品番号: CM0021139

前書き

このウサギポリクローナル抗体はヒトPEX10を標的とし、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。研究におけるペルオキシソーム生合成およびPEX5リサイクル経路の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX10 ウサギ pAb
備考/別名	NALD; PBD6A; PBD6B; RNF69; PEX10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5192
遺伝子ID	5192
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPEX10 (NP_002608.1) のアミノ酸10-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60683
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ