

抗Pex11Bウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O96011

商品番号: CM0002361

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に設計された抗PEX11Bウサギモノクローナル抗体です。ヒトでの検証が完了しています。ペルオキシソーム生合成因子11Bを標的とし、推定分子量は28kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX11B ウサギmAb
備考/別名	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8799
遺伝子ID	8799
免疫原	ヒトPEX11B（O96011）のアミノ酸50～150領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O96011
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋