

ウェスタンブロットおよびElisa用抗Pex12ウサギポリクローナル抗体 - O00623

商品番号: CM0017342

前書き

このPEX12ウサギポリクローナル抗体は、ヒトペルオキシソーム集合タンパク質12（PAF-3）を標的とし、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ペルオキシソーム生合成およびPEX5受容体のリサイクルの研究に最適です。信頼性の高いIVD原材料については、CamelBioからご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX12 Rabbit pAb
備考/別名	PAF-3; PBD3A; PEX12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5193
遺伝子ID	5193
免疫原	ヒトPEX12 (NP_000277.1) のアミノ酸290-359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00623
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ