

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pex14ウサギポリクローナル抗体 - O75381

商品番号: CM0029702



前書き

ヒトPEX14を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。ペルオキシソームタンパク質輸送やペルオキシソーム生合成異常の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX14 Rabbit pAb
別名	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dj734G22.2; PEX14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5195
遺伝子ID	5195
免疫原	ヒトPEX14 (NP_004556.1) のアミノ酸118～377番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75381
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤