


WbおよびElisa用抗Pex19ウサギモノクローナル抗体 - P40855

商品番号: CM0002161



前書き

CamelBioの抗PEX19ウサギモノクローナル抗体は、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトPEX19を特異的に認識します。ペルオキシソーム生合成研究、細胞周期研究、診断アッセイ開発に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX19 ウサギmAb
別名	PXF; HK33; PMPI; PMPI; PXMPI; PBD12A; DIS2223E; PEX19
対象種	ヒト
遺伝子ID	5824
免疫原	ヒトPEX19（P40855）のアミノ酸1～100番領域の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40855
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤