


Anti-Pex19 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa対応） - P40855

商品番号: CM0028415



前書き

ヒト PEX19 (Peroxin-19) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの PEX19を検出します。ペルオキシソーム生体発生および膜タンパク質輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX19 Rabbit pAb
備考/別名	PEX19; HK33; PMP1; PMP1; PXMP1; PBD12A; DIS2223E; PEX19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5824
GeneID	5824
免疫原	ヒト PEX19 (NP_002848.1) のアミノ酸1-299に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40855
タンパク質分子量	33kDa
配送方法	アイスパック