

Anti-Pex2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P28328

商品番号: CM0020559

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのPEX2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPEX2を検出します。ペルオキシソーム生体発生およびPEX5リサイクルの研究に不可欠です。ペルオキシソームファジーおよびペルオキシソーム障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PEX2 Rabbit pAb
備考/別名	PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5828
GeneID	5828
免疫原	ヒト PEX2 (NP_001165558.1) のアミノ酸1-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28328
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ