

抗Pex3ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P56589

商品番号: CM0029262



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体で、ヒトPEX3（TRG18/PBD10A）を標的とします。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ペルオキシソーム生合成やツェルウェーガー症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX3 Rabbit pAb
備考/別名	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8504
GeneID	8504
免疫原	ヒトPEX3（NP_003621.1）のアミノ酸144～373番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56589
タンパク質分子量	42kDa
発送	氷包